

ENDO-Mate AT Sets Completos.

ENDO-MATE AT con Cabezal 16:1 Modelo ENDO-MATE AT (120 v)

Incluye:

- Unidad de Control, Pieza de mano
- Contra ángulo (iFX75)
- Soporte de Pieza de mano
- Adaptador CA



ENDO-MATE AT

Micromotor Endodónico
Moderno y Compacto



GUADALAJARA

Lerdo de tejado No. 2473
Col. Arcos Sur, C.P. 44150
Guadalajara, Jal. México.
Tel: 01 (33) 5000 9999
Fax: 01 (33) 5000 9960
01 800 2481 COA

CIUDAD DE MÉXICO

Odontología No. 82
Col. Copilco Universidad,
C.P. 04360, CDMX
Tel: 01 (55) 5000 9999
Fax: 01 (55) 5000 9972
01 800 0622 COA

MONTERREY, NL

Venado No. 600, Col.
Mitrás Centro C.P.
64460, Monterrey, NL
Tel: 01 (81) 4444 3020

CHILE

Las Encinas 3296,
Ñuñoa, Santiago, Chile
Tel: (562) 7905200

ATENCIÓN A ODONTÓLOGOS

01 800 COA (262) 5000



coadental.com

Compatible con todas las
marcas de limas Ni-Ti.

ENDO-MATE AT

Micromotor Endodónico
Moderno y Compacto

Adecuado para la Mayoría de
Marcas de limas Ni-Ti

El micromotor tiene un largo rango de torque y ajustes de velocidad,
lo que le permite trabajar con limas Ni-Ti de otras marcas.



Mejor Visibilidad

La cabeza y cuerpo delgado mejoran la visibilidad mismo en áreas de difícil acceso.

Libre de Stress

Pieza de mano ligera, creada para traer confort durante los procedimientos más largos.



Características

- Compatible con todas las marcas populares de limas Ni-Ti.
- Control de torque con función de reversa automática.
- Unidad de mesa compacta y portátil.
- Pieza de mano ligera y delgada.

Unidad de Mesa Compacta

- Panel control plano de fácil uso: iconos que confirman la configuración elegida.

Función Reversa Automática

- Más seguridad durante el procedimiento.

Especificaciones

- Fuente de alimentación : CA 120 V ó 230 V 50/60 Hz
- Numero de programas: 9
- Gama de velocidades: 100-13.000 min
- Dimensiones: L 268 x An 230 x Al 103 (mm)
- Peso: 342 g (Incluye pieza de mano)