

NSK



Piezas de Mano NSK

PANA
MAX
PLUS

PANA⁺
MAX2

DynaLED

NSK

COA

Soluciones[®]
Odontológicas
Integrales

DynaLED

Desempeño y Comodidad
Visiblemente Superior



EQUILIBRIO Y PRECISIÓN

Gracias a la luz autogenerada por DynaLED usted logrará una gran visibilidad y acceso directo al campo de tratamiento, facilitando una preparación más rápida y precisa. Incluso con su generador integrado en el cuerpo de la turbina, usted no notará ninguna diferencia en peso ni equilibrio en comparación con una turbina convencional.

LED NSK SUPERIOR

La óptica de Vidrio Celular de NSK garantiza una emisión muy durable de luz de alta calidad, intensidad y focalización.

DynaLED ofrece alta intensidad e iluminación estable por LED a través de novedosos mini sistemas electrónicos.

POTENCIA Y DURABILIDAD

El micro generador de energía está calibrado electrónicamente para producir la corriente correcta para una iluminación LED altamente eficaz.

El rendimiento de la turbina no se ve influenciado en ningún momento por el micro generador de energía.

PANA MAX PLUS



MÁXIMA
TRANQUILIDAD

LA MÁS
SILENCIOSA
DE SU
CATEGORÍA

MÁXIMA
FRESCURA

SISTEMA
QUATTRO
SPRAY

MÁXIMA
COMODIDAD

CUERPO
LIGERO
DE ACERO
INOXIDABLE

MÁXIMA
PRACTICIDAD

SISTEMA
ULTRA PUSH
CHUCK


MÁXIMA
PRECISIÓN

NOVEDOSO
SISTEMA
INTEGRADO
ISB

MÁXIMA
SEGURIDAD

SISTEMA
CLEAN HEAD
PATENTADO

PANA MAX2



+RESISTENCIA

Durabilidad Insuperable

La evolución de la Panamax2 comienza en el diseño de su cabezal de acero inoxidable altamente resistente al impacto.

+POTENCIA

25% Potencia extra

Espectacularmente más potente que sus predecesores. Con una potencia concentrada máxima de 20 watts, Panamax2 posee la potencia nominal máxima en su categoría.

Piezas de Mano NSK

Las piezas de mano de alta velocidad han sido realizadas para cumplir con las expectativas de los modernos tratamientos dentales. Su ingeniería de precisión ofrece la potencia y confiabilidad requeridas para el buen desempeño de sus procedimientos clínicos. La turbina entrega suavidad, rendimiento y fiabilidad donde el sistema de retención de la fresa ha sido desarrollado ingeniosamente para retener la fresa con seguridad aún bajo condiciones de excesiva carga de trabajo. Las exigencias de la odontología moderna requieren de un corte continuo y preciso, un cuerpo de acero inoxidable ligero y durable y un trabajo cómodo y silencioso que lo ayude a lograr un desempeño eficiente y confortable facilitando una excelente visibilidad directa del sitio de trabajo, sin estorbos.



NSK

GARANTÍA NSK

Talleres
Especializados

Refacciones
Originales

Fabricado
en Japón



PANA SPRAY

Lubrica tu
Pieza de Mano
al menos

¡2 veces al día!

Lubricante limpiador con óptima presión para piezas de mano, micromotores, contrángulos, scalers, y cualquier sistema de rodamiento.



Desde hace ya algunos años en COA Internacional emprendimos la lucha contra un problema que afecta a toda la comunidad odontológica día a día. La piratería no solo es ilegal, sino que también daña nuestra comunidad en toda su cadena, nuestra reputación profesional y eventualmente a nuestros pacientes.

Tenemos el poder en nuestras manos y juntos podemos erradicarlo.

135°C
SSS

AUTOCLAVABLE



2 VÍAS EN CABEZA MINI Ó ESTÁNDAR.



4 VÍAS EN CABEZA MINI Ó ESTÁNDAR.

coa®



coadental.com

Guadalajara

Lerdo de tejada No. 2473
Col. Arcos Sur, C.P. 44150
Guadalajara, Jal. México.
Tel: 01 (33) 5000 9999
Fax: 01 (33) 5000 9960
01 800 2481 COA

Monterrey, NL

Venado No. 600, Col.
Mitras Centro C.P.
64460, Monterrey, NL
Tel: 01 (81) 4444 3020

Ciudad de México

Odontología No. 82
Col. Copilco Universidad,
C.P. 04360, CDMX
Tel: 01 (55) 5000 9999
Fax: 01 (55) 5000 9972
01 800 0622 COA

**ATENCIÓN A
ODONTÓLOGOS**

01 800 COA (262) 5000