



# E-CONNECT

Endo Motor Inalámbrico





Calibración de Par



Batería de litio poderosa de 1500mAh



Pantalla OLED Digital



Opción de integración



Motor de Poco Ruido



Captura de Pantalla/Reflexión Especular



Ambidextra \* Pantalla

\*El usuario puede girar la pantalla del endomotor hacia la izquierda o hacia la derecha  
\*En función de conexión, el endomotor refleja la pantalla del localizador de ápice



### Cinco Modos de Reciprocidad (MO)



**Reciprocidad Inversa- Un Modo**  
Movimiento en sentido antihorario y horario  
Adelante 30° - reverso 150°  
Para limas reciprocandos



**Reciprocidad hacia Adelante-Cuatro modos**  
Movimiento en sentido horario y antihora  
Adelante 150° - reverso 30° Adelante 180° - reverso 30°  
Adelante 210° - reverso 30° Adelante 250° - reverso 30°  
Para todas las limas de rotación continua



### Nueve Programas de Memoria Editables (M1 a M9)



Velocidad Máxima 1000 rpm



Dirección de Rotación hacia Adelante



Movimiento de Rotación de 360° en el Sentido Horario



Dirección Reversa de Rotación



Configuración Editable de Velocidad / Rpm



Retroceso automático de par



Configuración Editable de Par



### Cabeza de Contra Ángulo de Una Pieza



Pieza de Mano Ajustable de 340°



Cabeza Desmontable



Cabeza en Miniatura



Esterilizable en Autoclave

***E-CONNECT & E-PEX***  
Endomotor Inalámbrico y Localizador de Ápice





***E-xtreme***

***E-connect Pro***

***E-value***

***E-connect S***

