

# SOFTOUCH

ilumina el micro mundo



Eighteeth

Diámetro de la Lámpara  
**18.5 mm**

Longitud de la Lámpara  
**36.5 mm**

Peso de la Lámpara  
**8 g**

Peso de la Lámpara (con filtro)  
**9.8 g**

Luminosidad  
**35000 lux**

Temperatura de Color  
**5000 k**

CRI  
**90**

Potencia  
**1 W**

Tipo de la Batería  
**Iones de Litio**

Capacidad de la Batería  
**3350 mAh, 3.7 V**

Tiempo de Carga  
**4 horas**

Duración de la Batería  
**≥11 horas  
(con brillo máximo)**

Entrada del Adaptador  
**100-240 V,  
50/60 Hz, 0.2 A**


Salida del Adaptador  
**5 V, 1 A**

Peso de la Caja de Alimentación  
**145 g**




ESPECIFICACIONES

*La luz con cable reduce el peso sobre el puente de la nariz, brindando a los dentistas una experiencia duradera y cómoda.*



## | CRI 90

Revela el color real y mejora la seguridad como resultado de una mayor visibilidad.



## | Temperatura de color 5000K

Cerca de la temperatura de color de la luz solar, puede reducir la fatiga ocular en cirugías más largas.



## | Claridad de Borde a Borde y sin Parpadeo

El fascinante diseño óptico y la fuente de luz de alta calidad hacen que el punto de luz sea más uniforme y suave.

Sin parpadeo evita la fatiga ocular después de un uso prolongado y limita el daño a los ojos.



Softouch



Fabricante A



Fabricante B



## I Súper Ligero

Fabricado con aluminio de grado aeronáutico, solo pesa 8 g.

## I Luz Led de Primera Clase

Color verdadero y luminosidad máxima hasta 35000 Lux.

## I Diseño de Control Táctil y Ajuste de Luminosidad Continuo

Toque corto para encender/apagar la luz, presione prolongadamente para ajustar la luminosidad de forma continua.



Clip en el cuello o en el bolsillo del pecho, para evitar sacudidas.

## I Duración de la Batería Ultralarga

Puede seguir iluminando durante 11 horas con el brillo máximo.

## I Seguro de Usar

Protección de alto nivel contra cortocircuitos y circuitos abiertos.

Clip en cinturón o en bolsillo.